

R-5S +

- Capacità massima di carico 12X15 ml
- Velocità massima 5250 rpm
- RCF massima 4280xg
- Timer da 1 a 99 min o continuo

ALTRE CARATTERISTICHE

Centrifuga da banco Ventilata, con display LCD per impostazione della velocità e del tempo di centrifugazione.

Ridotto numero di tasti e manopola di regolazione per un'operatività estremamente intuitiva.

Dotata di motore ad induzione, senza carboncini, esente da manutenzione e silenzioso.

Velocità impostabile da 500 a 5250 rpm con step di 50 rpm.

Tempo di centrifugazione da 1 a 99 minuti con incrementi di 1 minuto o funzionamento in continuo.

Tempi ridotti di frenata con la funzione BREAK.

Massima sicurezza grazie al rilevamento automatico di eventuali sbilanciamenti del carico.

Blocco automatico del coperchio con possibilità di recupero delle provette in caso di mancanza di energia elettrica.

Dimensioni ridotte per ottimizzare gli spazi in laboratorio.

Alimentazione: 220V, 50 Hz.

Rumorosità max.: 53 dB

Fornita:

completa di rotore in alluminio R-83A, 12x15 ml ad angolo fisso, portaprovette in acciaio B 15-P e provette in plastica T 15-P da 15 ml a fondo sferico 17x100 mm.



R-83 A

CENTRIFUGHE

Nome	Capacità di carico	Velocità max	Dimensioni esterne (L x P x A)	Peso	Codice
R-5S+ CENTRIFUGA	12 X 15 ml	5250 rpm	33 x 37 x 28 cm	24 Kg	40000022

ACCESSORI - PER R-5S+

Nome	Descrizione	Codice
R-83 A ROTORE	Rotore di ricambio completo di provette e portaprovette B 15-P	40000272
B 15-P PORTAPROVETTA	Portaprovette di ricambio in metallo completa di provetta in plastica 15 ml	40101022
B 15-F PORTAPROVETTA	Portaprovette di ricambio in metallo completa di provetta tipo Falcon® 15 ml Massimo 6 portaprovette da posizionare negli alloggiamenti interni	40101002
RE 15-5/7	Adattatore per provette da 5/7 ml a fondo sferico (Ø x L) 13x75 e 13x100 mm per rotore R 83-A (massimo 6 negli alloggiamenti interni)	40101292