

XS Sensor Polymer HA PRO

Codice: 32201061



SCHEDA TECNICA

Caratteristiche

Certificato	Si
Connessione	Testa a vite S7 PG 13,5
Descrizione	Elettrodo di pH combinato, testa a vite S7. Lunghezza 120 mm.
	Riempimento a polimero senza manutenzione. Setto poroso aperto. Sterilizzabile.
	Membrana speciale a basso errore alcalino e resistente ai metalli presenti nel campione.
	Resiste a pressione di 6 bar - pH 0...14 - Temperatura -10...130 °C
Diaframma	Setto poroso aperto
Diametro corpo	12 mm
Elettrolita	Polimero
Lunghezza corpo	120 mm
Lunghezza totale	151 mm
Materiale corpo	Vetro
Nome	Polymer HA Pro
Numero di diaframmi	2
Numero di serie	Si
Range di misura pH	0 ... 14 pH
Range di misura Pressione	0 ... 6 bar
Range di misura Temperatura	0 ... +130 °C
Sistema di riferimento	Incapsulato
Zero Point	0 ± 20 mV