

XS Sensor POLYMER PRO

Codice: 32201111



SCHEDA TECNICA

Caratteristiche

Certificato	SI
Connessione	Testa a vite S7 PG 13,5 Elettrodo di pH combinato, testa a vite S7. Corpo in vetro. Lunghezza 120 mm.
Descrizione	Riempimento a polimero con barriera, senza manutenzione. Setto poroso aperto. Resiste a pressione di 6 bar - pH 0...14 - Temperatura -10... 60 °C
Diaframma	Setto poroso aperto
Diametro corpo	12 mm
Elettrolita	Polimero
Lunghezza corpo	120 mm
Lunghezza totale	151 mm
Materiale corpo	Vetro
Nome	Polymer Pro
Numero di diaframmi	1
Numero di serie	SI
Range di misura pH	0 ... 14 pH
Range di misura Pressione	0 ... 6 bar
Range di misura Temperatura	-10 ... +60 °C
Sistema di riferimento	Incapsulato
Zero Point	0 ± 20 mV