

MOD.110 RIFRATTOMETRO di ABBE



Codice: 43000133

SCHEMA TECNICA

Caratteristiche

Accuratezza Brix	±0,25 %
Accuratezza indice di rifrazione	±0.0002 nD
Descrizione	Rifrattometro da banco con prisma termostabile. Completo di termometro digitale e prisma di taratura
Dimensioni (L x P x A)	100 x 200 x 240 mm
Ingrandimento sistema di misura	30X
Ingrandimento sistema telescopico	2X
Nome	110 Abbe
Peso	2.6 kg
Range di misura Brix	0,00 ... 95,00 % Brix
Range di misura Indice rifrazione	1.300 ... 1.700 nD
Range di misura Temperatura	0 ... 70 °C