

CHEMISAFE®
SAFETY STORAGE CABINETS

BIG FIRE MY11 GRANDI ARMADI DI SICUREZZA CERTIFICATI
TYPE 90 PER PRODOTTI INFIAMMABILI



**+ Stoccaggio
+ Economico
Stessa Sicurezza!**



BIG FIRE MY11 TYPE 90



GRANDI ARMADI DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI CON CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO 90 MINUTI CERTIFICATI SECONDO EN 14470-1, EN 14727.

Costruiti completamente in lamiera di acciaio con spessori 1 - 1,5 mm, pressopiegata a freddo, verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C. Particolare coibentazione formata da pannelli di fibra ad alta densità di lana di roccia (**esente da Fibrocementa**) per alte temperature (800 °C) e pannelli di solfato di calcio. Pannelli di finitura interna in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori anche aggressivi.

Certificazione secondo le norme EN 14470-1, EN 14727.

- **Chiusura** delle porte idraulica **automatica con temperatura > 47 °C.**
- **Serratura con chiave e blocco delle porte.**
- **Piedini regolabili.**
- **Valvole di chiusura automatiche** (70 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, **certificate 90 minuti**, poste sul cielo e sul fondo dell'armadio.
- **Foro espulsione** diam. 100 mm sul tetto dell'armadio.
- **Cerniera antiscintilla.**
- **Guarnizione termodilatante** di 3 cm (DIN 4102).
- **3 ripiani a vassoio** in acciaio verniciato/INOX, regolabili in altezza con piolini INOX.
- **Vasca di fondo** in acciaio verniciato con griglia di appoggio.
- **Morsetto di "terra"** per prevenire cariche elettrostatiche

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI L x P x A mm
RIP90VMY11	Ripiano supplementare in acciaio verniciato per BIG 90	794 x 420 x 39
RIP90MY11	Ripiano supplementare in acciaio INOX per BIG 90	794 x 420 x 39
ESTINTORE	Estintore automatico interno o esterno	
DIAM125BP	Elettroaspiratore in box metallico ON / OFF fusibili e cavo alimentazione con vano portafiltra	290 x 290 x 270
RSOL	Filtro a carbone attivo	245 x 110 x 20
<i>SOLUZIONE ALTERNATIVA</i>		
CFN	Sistema di aspirazione molecolare Certificato secondo norma NFX15-211 (Filtro non incluso)	550 x 500 x 200
CFNL	Sistema di aspirazione molecolare (Filtro non incluso)	550 x 500 x 200
ADCFNMY11	Adattatore per CFN armadi MY11	
CSAS	Filtro a carbone per SOLVENTI (per CFN)	510 x 400 x 60
CSBE	Filtro a carbone per ACIDI (per CFN)	510 x 400 x 60
CSMP	Filtro a carbone per ACIDI E SOLVENTI (per CFN)	510 x 400 x 60
CSPF	FILTRO PER POLVERI (Ricambio per CFN)	

CODICE	BIG FIRE MY11 90 TYPE 90	DIMENSIONI ESTERNE L x P x A mm	DIMENSIONI INTERNE L x P x A mm	CAPACITÀ BOTTIGLIE DA 1 LITRO PER ARMADIO	PESO Kg	RIPIANI DIMENSIONI L x P x A mm CAPACITÀ litri	VASCA CON GRIGLIA IN ACCIAIO VERNICIATO DIMENSIONI L x P x A mm CAPACITÀ litri
CSF240BMY11	BASIC BIG FIRE MY11 90 Type 90 * **	895 x 600 x 1950	795 x 446 x 1540	128 / 160	275	3 ripiani a vassoio in acciaio verniciato portata 80 Kg certificati 790 x 420 x 39 - 13 litri circa	795 x 445 x 100 33 litri circa
CSF240MY11	EASY BIG FIRE MY11 90 Type 90 * **	895 x 600 x 1950	795 x 446 x 1540	128 / 160	275	3 ripiani a vassoio INOX portata 80 Kg certificati 790 x 420 x 39 - 13 litri circa	795 x 445 x 100 33 litri circa

* Aggiungere "Y" al codice per armadio giallo. ** Aggiungere "D" al codice per armadio apertura destra.

**+ Stoccaggio
+ Economico
Stessa Sicurezza!**

Rivenditore autorizzato:

