

**CHEMISAFE®**  
 SAFETY STORAGE CABINETS



## ARMADIO PER STOCCAGGIO VELENI

Concepito appositamente per la conservazione e l'isolamento di veleni, prodotti chimici tossici e CMR.



CS105+CS107



CS107

✓  
 Può essere utilizzato  
 come pensile a muro  
 per riporre i prodotti nocivi  
 o all'interno di in un armadio  
 a 1 o 2 porte

### → CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzata in acciaio 10/10
- Colore: Grigio RAL7035
- Dotata di 2 ripiani fissi in acciaio verniciato, ad altezza regolabile
- Porta a battente a doppio strato, serratura e chiave
- Apertura delle porte con un'angolazione superiore a 110°
- Predisposizione per montaggio a parete
- Possibilità di fissaggio in un armadio di sicurezza (sulla mensola o sulla parete di fondo dell'armadio)
- Pittogrammi standardizzati secondo le norme ISO 3864

### → ARMADIO VELENI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE (LxPxA) mm	DIMENSIONI INTERNE (LxPxA) mm	RIPIANI	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO*	Peso (kg)
CS107	Armadio per stoccaggio veleni	500x300x400	480x270x390	2 ripiani in acciaio verniciato (carico max 5 Kg distribuiti uniformemente)	25	10

\*Capacità approssimativa bottiglie da 1 litro per armadio