



## ICP EN AUTOPORTANTE

- CLASSE "0" IN METALLO
- CLASSE "1" IN LAMINATO
- IN POLIPROPILENE



Cappe con un eccezionale rapporto qualità/prezzo, alta flessibilità senza rinunciare alla sicurezza e alla certificazione.

Cappe certificate EN 14175 in 3 diverse versioni:

- **Classe "0"** con struttura metallica rivestita con vernici epossidiche antiacido;
- **Classe "1"** costruite con pannelli in agglomerato idrofugo rivestito con laminato plastico ignifugo;
- oppure versione per attacchi acidi realizzata con la camera di aspirazione in pannelli di **polipropilene** spessore 15 mm e saliscendi in policarbonato.

Pannelli porta servizi removibili con predisposizioni per utenze elettriche e quadro controllo a sinistra.

Struttura di sostegno con gamba a "C" con possibilità di inserimento di mobiletti, con cassetti ed antine, su ruote in diverse combinazioni.

Corredabili del nuovo accessorio ICP RAK, un ampio vano porta utenze sul fianco destro o sinistro delle cappe ICP predisposto per l'alloggiamento di alimentazioni e vaschetta di scarico.



ICP EN AUTOPORTANTE POLIPROPILENE

