



ICP EN BASIC

Cappe per posizionamento su banchi esistenti certificate EN 14175.

Sono proposte in 3 diverse versioni:

- **Classe "0"** con struttura metallica rivestita con vernici epossidiche antiacido;
- **Classe "1"** e **"Basic"** costruite con pannelli in agglomerato idrofugo rivestito con laminato plastico ignifugo;
- oppure versione per attacchi acidi realizzata con la camera di aspirazione in pannelli di **polipropilene** spessore 15 mm e saliscendi in policarbonato.



ICP EN CLASSE "0" / CLASSE "1"

I convogliatori frontali con pannellatura removibile permettono l'inserimento di una vasta gamma di utenze.





ICP EN POLIPROPILENE

ICP EN SOVRASTRUTTURA

- CLASSE "0" IN METALLO
- CLASSE "1" IN LAMINATO
- BASIC
- IN POLIPROPILENE



ICP EN SOVRASTRUTTURA