

CHEMISAFE[®]
SAFETY STORAGE CABINETS



EN 61010-1

Cappe CHEMIHOOD con connessione

Certificate secondo la norma EN61010-1



CSF-001+CHSCA60

La soluzione economica
per gestire piccole quantità
di sostanze chimiche in modo sicuro



CAPPE DI ASPIRAZIONE

→ CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Corpo della cappa composto da un pannello stampato in metacrilato acrilico con apertura frontale per accedere al volume di lavoro.
- Alloggiamento motore realizzato in lamiera zincata elettrosaldata e piegata, quindi lamiera di acciaio verniciata EF P01 con uno spessore di 10/10 mm
- Motore di estrazione antistatico in poliammide e fibra di vetro rinforzata, resistente alla corrosione
- Tasso di estrazione: 200³/h max
- Alimentazione di energia elettrica: 220/230V - 50Hz
- Diametro di uscita di 125 mm
- Protezione termica interna IP44 secondo la norma DIN40050
- Fusibile protettivo 5x20 mm, 1A
- Assorbimento 31W
- Soluzione alternativa con filtri HEPA e carbone attivo di serie
- Segnalazione standardizzata con pittogrammi secondo l'uso di sostanze pericolose

→ CAPPE CHEMIHOOD

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE (LxPxA) mm	DIMENSIONI INTERNE (LxPxA) mm	DIMENSIONI DI APERTURA (LxPxA) mm	Peso (kg)
CSF-001	Cappa aspirante L600 mm	600x600x500+300 (motore)	550x550x500	440x480	35
CSF-002	Cappa aspirante L1200 mm	1200x600x500+300 (motore)	1150x550x500	800x480	45
CSF-004	Cappa aspirante L600 mm con filtro HEPA e carbone attivo	600x600x500+300 (motore)	550x550x500	440x480	35
CSF-003	Cappa aspirante L1200 mm con filtro HEPA e carbone attivo	1200x600x500+300 (motore)	1150x550x500	800x480	45

→ ACCESSORI (optional)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LxPxA) mm
CSH004	Piano di lavoro in acciaio inox per cappa 600 mm	550x550x40
CSH004V	Piano di lavoro in acciaio inox per cappa 1200 mm	550x550x40
CSH005	Piano di lavoro in acciaio verniciato per cappa 600 mm	1150x550x40
CSH005V	Piano di lavoro in acciaio verniciato per cappa 1200 mm	1150x550x40
CHSCA60	Base su ruote, due delle quali autobloccanti con piano di lavoro laminato per cappa da 600 mm	750x650x870
CHSCA120	Base su ruote, due delle quali autobloccanti con piano di lavoro laminato per cappa da 1200 mm	1200x650x870
CSH002	Filtro a carboni attivi per cappa 600 mm	-
CSH003	Filtro a carboni attivi per cappa 1200 mm	-
CSH007	Filtro HEPA	-
GFKIT125	Kit di connessioni composto da 1 metro di tubo, diam. 125 mm e 2 morsetti di fissaggio	Ø 125 mm