

# CHEMIHOOD®

## CAPPETTE PER MANIPOLAZIONI SOSTANZE TOSSICHE

Rispondenti alle normative UNI EN 61010-1 - CEI 66-5 - 626/94.



**CHEMISAFE®**  
SAFETY STORAGE CABINETS

# CHEMIHOOD®

## CAPPETTE PER MANIPOLAZIONI SOSTANZE TOSSICHE

RISPONDENTI ALLE NORMATIVE UNI EN 61010-1 - CEI 66-5 - 626/94.



**CHEMISAFE®**  
SAFETY STORAGE CABINETS



Parte superiore costruita completamente in lamiera di acciaio elettrozincata (Skin passat) FE P01 spessore 10/10 mm pressopiegata a freddo e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima applicazione di fondo epossidico e con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo passaggio in galleria termica a 200 °C. Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti pericolosi. Parte inferiore in Metacrilato trasparente con apertura frontale per passaggio mani e prodotti.

### CAPPETTE PER MANIPOLAZIONI SOSTANZE TOSSICHE

- ELETTROASPIRATORE marchio **CE** con cassa in resina poliammidica rinforzata con fibra di vetro autoestinguente, antistatica resistente agli agenti corrosivi. Termoprotezione interna; grado di protezione IP 44 secondo DIN 40050.
- FUSIBILI DI PROTEZIONE 5x20 1 A RAPIDI F.
- PORTATA ASPIRATORE 200 mc/h.
- ALIMENTAZIONE 220/230 V 50 Hz monofase.
- ASSORBIMENTO 31 W.

### CHEMIHOOD 60 - Cod. CFS 004

- Dimensioni esterne: 600x600x800 (500+300) mm (LxPxA).
- Dimensioni interne: 550x550x500 mm (LxPxA).
- Peso: 35 kg circa.

### CHEMIHOOD 120 - Cod. CFS 003

- Dimensioni esterne: 1200x600x800 (500+300) mm (LxPxA).
- Dimensioni interne: 1150x550x500 mm (LxPxA).
- Peso: 45 kg circa.

### ACCESSORI OPZIONALI

- Vaschetta di fondo in acciaio INOX con spessore 10/10 mm per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori:  
per CHEMIHOOD 60 - Cod. CSH 004  
per CHEMIHOOD 120 - Cod. CSH 005
- FILTRO A CARBONI ATTIVI adatto per sostanze acide ad elevata superficie filtrante:  
per CHEMIHOOD 60 - Cod. CSH 002  
per CHEMIHOOD 120 - Cod. CSH 003
- CARRELLO CON 4 RUOTE PIROETTANTI, 2 CON FRENO:  
per CHEMIHOOD 60 - Cod. CHSCA 60  
per CHEMIHOOD 120 - Cod. CHSCA 120

Rivenditore autorizzato:



CHEMIHOOD 60 (in foto)  
Disponibile anche CHEMIHOOD 120.

