



**CASSETTE SOVRAPPONIBILI
SERIE BASSA**

HDPE

Cassette portaoggetti con maniglie.

**DEEP TRAY, LOW FORM,
STACKABLE**

HDPE

Stackable deep trays made of HDPE with handles.

**BACS SUPERPOSABLES SÉRIE
BASSE**

HDPE

Bacs porte-objets superposables en HDPE avec poignées.

Art.	Cap. lt	Dim. ext. mm	Colore / Colour / Couleur
542	10	310x430x100	Bianco / White / Blanc
543	16	350x540x115	Bianco / White / Blanc
544	20	410x470x145	Bianco / White / Blanc

**CASSETTE SOVRAPPONIBILI
SERIE ALTA**

HDPE

Tipo ad elementi sovrapponibili. Elevata resistenza ad acidi organici ed inorganici.

**DEEP TRAY, HIGH FORM,
STACKABLE**

HDPE

Can be stacked. High resistance to organic and inorganic acids. Robust with lifting lugs and strengthening ribs to ensure long life.

**BACS SUPERPOSABLES SÉRIE
HAUTE**

HDPE

Peuvent être facilement superposées même à pleine charge. Résistance excellente aux acides organiques et inorganiques.

Art.	Dim. ext. mm	h mm	Cap. lt
602	315x450	200	20
603	370x625	255	46
604	440x730	310	72
605	500x600	445	100



CASSETTE GRIGIE

HDPE

Cassette portaoggetti impilabili di colore grigio.

GREY TRAYS

HDPE

Useful general purpose trays that can be stacked for storage.

BACS GRIS

HDPE

Bacs porte-objets, ils peuvent être enfilés l'un dans l'autre, en couleur gris.

Art.	Cap. lt	Dim. mm	Colore / Colour / Couleur
3371	27	340x455x250	Grigio / Grey / Gris
3372	40	350x560x304	Grigio / Grey / Gris
3373	75	460x760x310	Grigio / Grey / Gris

