















→ **COMBISTORAGE UNDERBENCH INFIAMMABILI TYPE 90 - H 620 / H 720**

TIPO DI APERTURA	CODICE INFIAMMABILI TYPE 90	DIMENSIONI ESTERNE (LxPxA) mm	DIMENSIONI INTERNE (LxPxA) mm	CAPACITÀ DI STO CCAGGIO*	PESO Kg
500 - DESTRA 	CSF605D	495 x 520 x 620	383 x 349 x 493	12	73
	CSF705D	495 x 520 x 720	383 x 349 x 593	12	78
500 - SINISTRA 	CSF605S	495 x 520 x 620	383 x 349 x 493	12	73
	CSF705S	495 x 520 x 720	383 x 349 x 593	12	78
500 - CASSETTONE 	CSF605C	495 x 520 x 620	383 x 349 x 493	12	73
	CSF705C	495 x 520 x 720	383 x 349 x 593	12	78
600 - DESTRA 	CSF606D	595 x 520 x 620	483 x 349 x 493	15	82
	CSF706D	595 x 520 x 720	483 x 349 x 593	15	87
600 - SINISTRA 	CSF606S	595 x 520 x 620	483 x 349 x 493	15	82
	CSF706S	595 x 520 x 720	483 x 349 x 593	15	87
600 - CASSETTONE 	CSF606C	595 x 520 x 620	483 x 349 x 493	15	82
	CSF706C	595 x 520 x 720	483 x 349 x 593	15	87
890 - 2 PORTE 	CSF 609	890 x 520 x 620	778 x 349 x 493	25	105
	CSF 709	890 x 520 x 720	778 x 349 x 593	25	110
890 - CASSETTONE 	CSF 609C	890 x 520 x 620	778 x 349 x 493	25	105
	CSF 709C	890 x 520 x 720	778 x 349 x 593	25	110
1000 - 2 PORTE 	CSF610	990 x 520 x 620	878 x 349 x 493	27	118
	CSF710	990 x 520 x 720	878 x 349 x 593	27	125
1000 - CASSETTONE 	CSF610C	990 x 520 x 620	878 x 349 x 493	27	118
	CSF710C	990 x 520 x 720	878 x 349 x 593	27	125
1100 - 2 PORTE 	CSF611	1090 x 520 x 620	978 x 349 x 493	30	134
	CSF711	1090 x 520 x 720	978 x 349 x 593	30	139
1100 - CASSETTONE 	CSF611C	1090 x 520 x 620	978 x 349 x 493	30	134
	CSF711C	1090 x 520 x 720	978 x 349 x 593	30	139

→ **BASAMENTI DI APPOGGIO**

CODICE	DIMENSIONI (LxPxA) mm
CSFZ40	400 x 500 x 70
CSFZ50	500 x 500 x 70
CSFZ60	600 x 500 x 70
CSFZ80	800 x 500 x 70
CSFZ90	900 x 500 x 70
CSFZ100	1000 x 500 x 70
CSFZ110	1100 x 500 x 70
CSFZ120	1200 x 500 x 70
CSFZ140	1400 x 500 x 70
CSFZ150	1500 x 500 x 70
CSFZ160	1600 x 500 x 70
CSFZ170	1700 x 500 x 70
CSFZ180	1800 x 500 x 70



CSF705C

*Capacità approssimativa in bottiglie da 1 litro.

Colore standard grigio RAL7035, aggiungere «Y» al codice per un armadio giallo RAL1021. Per ripiani in acciaio inossidabile, sostituire «V» con «X» nel codice articolo. Basamento di appoggio non obbligatorio, da aggiungere se necessario.