

**CHEMISAFE®**  
 SAFETY STORAGE CABINETS



**ACCESSORI OPZIONALI**



Estintore automatico  
 interno o esterno.



Ripiano girevole



Ripiano in acciaio verniciato



Ripiano in acciaio INOX

**COLDY®: SISTEMA DI REFRIGERAZIONE  
 (BREVETTATO) PER ARMADI DI SICUREZZA  
 PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI  
 CON BASSO PUNTO DI INFIAMMABILITÀ.**

Il sistema è composto da una unità criostatica che raffredda un fluido fino a -15 °C e, per mezzo di una pompa, lo spinge mediante apposite tubazioni all'interno dell'armadio. Uno scambiatore termico modulare ed applicabile a tutta la linea CHEMISAFE® FIRE MY11 abbassa la temperatura interna di +/- 10° C rispetto a quella ambiente con la possibilità di regolarla a seconda delle specifiche esigenze dei prodotti. Un'ulteriore sicurezza consiste nell'esistenza di uno sprinkler (1) montato sullo scambiatore che, ad una temperatura di 68 °C, libera un liquido inibendo così un eventuale incendio interno. Un controllo della temperatura interna è possibile mediante un termometro digitale (2) posto sulla porta dell'armadio. Un pratico sistema di innesti rapidi facilita i collegamenti e la eventuale manutenzione. Range temperatura standard +20 °C. (applicazioni speciali a richiesta).



1 Termometro digitale per monitoraggio temperatura interna ed esterna del sistema con il COLDY®



2 Un'ulteriore sicurezza data da uno sprinkler che in caso d'incendio libera il liquido dello scambiatore

