

Rifer No.	Codice	Modello	Descrizione	Quantità
1	636.0800.01	Basic-Q15	Sistema di purificazione dell'acqua (acqua d'ingresso dal rubinetto)	1
Parti opzionali				
Parti opzionali	Codice	Prodotto	Descrizione	Quantità
1. PF-10D	636.0800.20	10" doppio filtro dell'acqua	(se l'acqua utilizzata dal rubinetto fosse troppo dura, TDS>200ppm)	1
2. HT-QZ-FF06E	636.0800.21	Filtro a filo in acciaio inox	(se l'acqua utilizzata dal rubinetto fosse troppo sporca, TDS>200ppm)	1
Rifer No.				
Rifer No.	Codice	Prodotto	Vita di servizio	Quantità(pezzo)
1. PC-10PP	636.0800.22	10' filtro in fibra filata	Circa 2-6 mesi	1
2. PC-10AC-G	636.0800.23	10' filtro a carboni attivi granulari	Circa 4-6 mesi	1
3. PC-10AC-B	636.0800.24	10' filtro a blocchi di carboni attivi	Circa 4-6 mesi	1
4. RO-100GPD	636.0800.25	100GPD filtro a membrana RO	Circa 12-24 mesi	1
5. PTC-MBR-DW	636.0800.26	Cartucce di resina a letto misto	Circa 1000 litri	2

Rifer No.	Codice	Modello	Descrizione	Quantità
1	636.0800.02	Basic-Q30	Sistema di purificazione dell'acqua (acqua d'ingresso dal rubinetto)	1
Parti opzionali				
Parti opzionali	Codice	Prodotto	Descrizione	Quantità
1. PF-10D	636.0800.20	10" doppio filtro dell'acqua	(se l'acqua utilizzata dal rubinetto fosse troppo dura, TDS>200ppm)	1
2. HT-QZ-FF06E	636.0800.21	Filtro a filo in acciaio inox	(se l'acqua utilizzata dal rubinetto fosse troppo sporca, TDS>200ppm)	1
Refer No.				
Refer No.	Codice	Prodotto	Vita di servizio	Quantità(pezzo)
1. PC-10PP	636.0800.22	10' filtro in fibra filata	Circa 2-6 mesi	1
2. PC-10AC-G	636.0800.23	10' filtro a carboni attivi granulari	Circa 4-6 mesi	1
3. PC-10AC-B	636.0800.24	10' filtro a blocchi di carboni attivi	Circa 4-6 mesi	1
4. RO-200GPD	636.0800.27	200GPD filtro a membrana RO	Circa 12-24 mesi	1
5. PTC-MBR-DW	636.0800.26	Cartucce di resina a letto misto	Circa 1000 litri	3