

Refer No.	Codice	Modello	Descrizione	Quantità
1	636.0805.01	Master-S15UV		1
Rifer No.	Codice	Prodotto	Vita di servizio	Quantità
PC-M-PP	636.0805.20	5µm cartuccia in fibra filata	Circa 2-6 mesi	1
PC-M-KDF	636.0805.21	Cartuccia mista KDF	Circa 12 mesi	1
PC-M-AC-G	636.0805.22	Cartuccia a carboni attivi granulari	Circa 6 mesi	1
RO-100GPD	636.0800.25	Membrana filtrante RO 100GPD	Circa 12-24 mesi	1
PTC-ACHZB1	636.0805.23	Cartuccia a basso tenore di carbonio organico	Circa 9000 L	1
LAMP-(185nm&254nm)-10W-M	636.0805.24	Doppia lampada ad UV, lunghezza d'onda (254&185nm)	9000 ore	1
PTC-UPPR-M	636.0805.25	Cartuccia di resina lucidante ultra pura	1000 L	4
TF-(0.45+0.1)µm-S	636.0805.26	(0.45+0.1)µm importing PES terminal filter		1
Parti opzionali	Codice	Prodotto	Descrizione	Quantità
1. PF-10D	636.0800.20	Doppio filtro acqua 10"	(se l'acqua utilizzata dal rubinetto fosse troppo dura, TDS>200ppm)	1
2. HT-QZ-FF06E	636.0800.21	Filtro a filo in acciaio inox	(se l'acqua utilizzata dal rubinetto fosse troppo sporca)	1