


Dimensione dei coni normalizzati NS (DIN 12242 / ISO 383)
 misure approssimative. Unità di misura mm.



| NS | d1 | d2 | h |
|-------|------|------|----|
| 7/16 | 5,8 | 7,5 | 16 |
| 10/19 | 8 | 10 | 19 |
| 12/21 | 10,3 | 12,5 | 21 |
| 14/23 | 12,1 | 14,5 | 23 |
| 19/26 | 16,1 | 18,8 | 26 |
| 24/29 | 21 | 24 | 29 |
| 29/32 | 25,9 | 29,2 | 32 |
| 34/35 | 30,9 | 34,5 | 35 |
| 45/40 | 40,9 | 45 | 40 |
| 60/46 | 55,3 | 60 | 46 |
| 71/51 | 65,8 | 71 | 51 |