

INDICATORE MULTIPARAMETRICO 3M™ COMPLY™

Indicatori di classe 4 con reazione a punto finale. Con il rivestimento chimico, cambia colore quando il ciclo di sterilizzazione è completato con successo. Strisce indicatrici per sterilizzazione a vapore o sterilizzazione con ossido di etilene.

- *Cambio colore con sterilizzazione a vapore da giallo a nero*
- *Cambio colore con sterilizzazione EO (Ossido Etilene) da rosso a verde*
- *Economico grazie alla possibilità di dimezzarlo*
- *Conforme alla norma EN ISO 11140-1*

CODICE 7970699 Comply™ 1250 nastro indicatore chimico CF/240 PEZZI

CODICE 6274555 Comply™ 1251 nastro indicatore chimico EO CF/240 PEZZI

