

INTEGRATORE DI CONTROLLO STERILIZZAZIONE CON OSSIDO DI ETILENE

L'indicatore chimico integrato "CROSS CHEKS EO" a viraggio di colore, è progettato per essere utilizzato in autoclavi ETO per il monitoraggio del corretto processo di sterilizzazione. Confezione da 250 in busta laminata richiudibile.

Conforme alla ISO 11140-1 (Class 4).

Dimensioni: 16X97 MM

CODICE 5360 buste richiudibili da 250, pezzi totale 6000 pezzi.

