



**INDUSTRIA  
PATATINA E SNACK  
CONTROLLO QUALITÀ  
A REGOLA D'ARTE**

SPECTRASTAR XT sviluppato per l'industria della patatina e degli snack, rappresenta la più evoluta linea di analizzatori NIR per l'analisi rapida di ingredienti, intermedi di lavorazione e prodotti finiti

Pacchetto calibrazioni preinstallato e pronto all'uso per l'analisi rapida di

PREPARAZIONE  
DEL CAMPIONE  
IN ANALISI  
SECCO E  
MACINATO  
O TAL QUALE

MATRICE	UMIDITÀ	LIPIDI
Farina di Mais (snack estrusi)	☞	☞
Patata Cruda	☞	☞
Patatine croccanti	☞	☞
Patatine chips	☞	☞
Patatine fritte	☞	☞
Masa Dough	☞	☞
Tortilla Chips - Mais bianco	☞	☞
Tortilla Chips - Mais giallo	☞	☞
Puff Corn	☞	☞
Onion rings	☞	☞



## MASSIMA CONVENIENZA

- ✔ Analisi di 1 campione in 30 secondi
- ✔ Bassi consumi
- ✔ Rapido ritorno d'investimento

## MASSIMA AFFIDABILITA'

- ✔ Analisi rapide validate in riferimento a laboratori accreditati
- ✔ Analizzatore conforme a ISO 12099
- ✔ Celle di campionamento di diversi diametri
- ✔ Tecnologia TAS - TRUE NIR
- ✔ Range spettrale operativo più ampio del mercato con scansioni fino a 2600 nm

## INTERFACCIA CON LIMS AZIENDALE

- ✔ 5 porte usb
- ✔ 2 porte Ethernet
- ✔ 1 porta seriale

## SEMPLICITA' D'USO

- ✔ PC e Monitor touch screen integrati
- ✔ Installazione in laboratorio o at-line in produzione
- ✔ Software di nuova generazione intuitivo e a portata di ogni operatore.

## TEAM di ASSISTENZA TECNICA e APPLICATIVA

- ✔ Garanzia di supporto tempestivo ed affidabile anche per sviluppo nuove calibrazioni e corsi sulla spettroscopia NIR