

PROMOZIONE SPECIALE

ANALISI FOTOMETRICA DELLE ACQUE

Ordina il Termoreattore ECO 25 e il Fotometro PF-12^{Plus} per ricevere gratuitamente 3 test in provetta **NANOCOLOR** a tua scelta!

VALIDITÀ PROMO: fino al 30/11/18

CODICE PROMO: VELPH2OMP



ECO 25

+

PF-12^{Plus}

=

3

Test in Provetta
NANOCOLOR
GRATUITI



La promozione è valida fino al 30/11/2018 e prevede l'acquisto di 1 termoreattore ECO 25 e 1 fotometro PF-12 Plus per ottenere gratuitamente 3 test in provetta **NANOCOLOR** a scelta tra quelli elencati in questo documento. Questa offerta non è cumulabile con ulteriori condizioni e sconti speciali in essere.

Termoreattore ECO 25

- 25 posizioni per provette di Ø 16 mm
- Ottima omogeneità di temperatura
- 5 temperature di lavoro: 70, 100, 120, 150 e 160 °C
- 4 tempi di analisi: 30, 60, 120 minuti e infinito
- Spegnimento automatico
- Segnali acustici e visivi per una maggiore sicurezza

DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE	CODICE
ECO 25	115 V e 230 V / 50-60 Hz	F101A0125



Fotometro PF-12Plus

- Misurazione nefelometrica della torbidità, 1-1000 NTU
- Filtri speciali per ampliare le lunghezze d'onda
- Interfaccia intuitiva per una semplice lettura e utilizzo
- **Compatto, sicuro e portatile** per analisi in loco
- Massima protezione da liquidi e polvere, IP68
- **Spegnimento automatico** per minimizzare i consumi

DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE	CODICE
Fotometro PF-12 Plus	via USB, batterie ricaricabili	RM0919250



Test in Provetta NANOCOLOR

Scegli i tuoi 3 test in provetta GRATUITI tra i seguenti!

DESCRIZIONE	CODICE
NANOCOLOR Cloro/Ozono 2, 20 analisi	CM0985017
NANOCOLOR pH 6.5-8.2, 100 analisi	CM0091872
NANOCOLOR Tiocianati 50, 20 analisi	CM0985091
NANOCOLOR Complessanti organici, 19 analisi	CM0985052
NANOCOLOR Biossido di cloro 5, 20 analisi	CM0985018
NANOCOLOR Cloruro 200, 20 analisi	CM0985019
NANOCOLOR Cloruro 50, 20 analisi	CM0985021
NANOCOLOR Cloruro 50, 20 analisi	CM0985021
NANOCOLOR Fosforo totale 50, 19 analisi	CM0985079
NANOCOLOR Perossidi 2, 20 analisi	CM0985871
NANOCOLOR Cromati 5, 20 analisi	CM0985024
NANOCOLOR Durezza 20, 20 analisi	CM0985043
NANOCOLOR Durezza Ca/Mg, 20 analisi	CM0985044

DESCRIZIONE	CODICE
NANOCOLOR Cianuri 08, 20 analisi	CM0985031
NANOCOLOR Ferro 3, 20 analisi	CM0985037
NANOCOLOR COD 160, 20 analisi ISO 15705	CM0985026
NANOCOLOR COD 15000, 20 analisi	CM0985028
NANOCOLOR COD 1500, 20 analisi ISO 15705	CM0985029
NANOCOLOR Azoto ammoniacale 100, 20 analisi	CM0985008
NANOCOLOR Azoto ammoniacale 10, 20 analisi	CM0985004
NANOCOLOR Azoto ammoniacale 50, 20 analisi	CM0985005
NANOCOLOR Fosforo totale 15, 19 analisi	CM0985080
NANOCOLOR Nitrati 50, 20 analisi	CM0985064
NANOCOLOR Tens. anionici 4, 20 analisi	CM0985032
NANOCOLOR Tensioattivi non ionici 15	CM0985047
NANOCOLOR Azoto totale 22, 20 analisi	CM0985083



CONTATTACI ORA!
velpitalia@velp.com