

## Strisce indicatrici Vapore multi-variabili Classe 4

Le strisce indicatrici di vapore multi-variabile di classe 4 sono progettate per essere utilizzate in sterilizzatori a vapore a 134 °C - 3,5 minuti. Le strisce indicatrici possono essere utilizzate in ogni confezione e forniranno la garanzia di penetrazione del vapore nelle confezioni. L'indicatore chimico a base acquosa e non tossico in conformità con ISO 11140-1 mostrerà un cambiamento chiaro e accurato del colore dal blu al nero dopo l'efficace Sterilizzazione a vapore. Le strisce di indicazione PMSSteriTest sono convenienti e possono essere suddivise in due pezzi separati per un utilizzo più economico.

- *Disegno Dual Strip*
- *Progettato per la sterilizzazione a VAPORE "STEAM" a 134 °C - 3,5 minuti.*
- *Indicatore chimico a base acquosa non tossico, conforme ISO 11140-1*
- *Cambiamento chiaro e accurato del colore dal blu al nero*
- *Prodotto in assenza di piombo o di altri metalli pesanti*

CODICE 6272288 Strisce Indicatrici Vapore (Classe 4) CF/500 PEZZI

