

AGITATORE AD ASTA VELP TIPO ES



Codice: F201A0152

POTENTE SICURO E FACILE DA UTILIZZARE

ES è un agitatore ad asta intuitivo in grado di garantire massima sicurezza e protezione in caso di sovraccarico e surriscaldamento.

Facile da installare, resistente e con dimensioni ridotte, ES è la scelta migliore per campioni a viscosità bassa.

VELP ES assicura un avvio graduale e un'agitazione efficace anche alla massima velocità!

ES può raggiungere velocità di 1300 rpm e agitare fino a 15 litri. Il dispositivo è in grado di gestire una viscosità, con un massimo di 1000 mPa*s.

L'intuitivo sistema di chiusura è semplice e comodo e non richiede strumenti. ES accetta diversi modelli di asta, per le più svariate applicazioni, con diametro massimo di 10 mm

RESISTENTE E LEGGERO

ES è stato progettato per un lavoro in continuo anche nelle condizioni operative più stressanti.

La speciale struttura in tecnopolimero e il grado di protezione IP 40 garantiscono un ottimo livello di protezione e resistenza chimica. L'ES offre particolare maneggevolezza essendo tra i più leggeri sul mercato.

Il motore robusto poi garantisce un funzionamento continuo negli anni, senza costi aggiuntivi per la manutenzione.

DATI TECNICI

- Struttura: tecnopolimero
- Indicatore velocità: scala graduata
- Apertura mandrino: 1 - 10 mm
- Grado di protezione CEI EN 60529: IP 40
- Potenza: 30 W
- Peso: 1.3 Kg
- Dimensioni (LxHxP): 80x160x200 mm

PRESTAZIONI

- Regolazione elettronica dei giri: 50 - 1300 rpm
- Volume max agitabile (H₂O): 15 litri
- Viscosità max: 100 (mPa*s)* (* mPa.s = 1 centipoise)
- Momento torcente max: 15 Ncm
- Temperatura ambiente di utilizzo: 0 - 40 °C

ACCESSORI A RICHIESTA: Stativo completo di asta (A00000366), Morsetto doppio per stativo (A00001301),

Pinza a nastro (A00001302) ed Asta di agitazione inox a elica (A00001307). Disponibili altre aste.
GARANZIA 24 MESI.