

AGITATORE MAGNETICO GRANDI VOLUMI VELP MOD. MSL 25 DIGITAL



Codice: F203A0511

L'aggitatore magnetico ad alto volume senza riscaldamento progettato per garantire le migliori prestazioni per applicazioni di agitazione di laboratorio a grande capacità e bassa viscosità.

- Preparazioni ad alto volume
- Preparazioni in soluzione tampone
- Preparazione tampone e WFI (Water for Injection) soprattutto nel reparto Downstream di Pharma
- Preparazione del campione per la soluzione tampone da utilizzare per la dissoluzione nell'apparecchio di dissoluzione
- Produzione di vaccini
- Colture cellulari e colture tissutali (con matracci spinner)
- Sono supportate applicazioni con damigiane nalgene e bottiglie di vetro di grande volume

VERSATILE ED AFFIDABILE

- Il motore brushless garantisce un funzionamento continuo per volumi elevati a qualsiasi velocità
- Il display LCD chiaro garantisce un'impostazione precisa della velocità
- Mescola fino a 25 litri di volume (H₂O)
- Gamma di velocità da 40 a 1500 giri/min
- La tecnologia SpeedServo TM mantiene la velocità costante
- Funzionamento programmabile grazie al timer integrato (da 1 a 99 min)
- Autoreverse della direzione di agitazione (da 5s a 99min55s)
- Programmi in modalità intermittente per soddisfare i tuoi flussi di lavoro
- Inizio delicato per proteggere il tuo campione
- Il pannello di controllo è protetto da fuoriuscite di liquidi
- Coperchio in acciaio inox resistente
- Funzione Safety Lock per evitare possibili alterazioni delle condizioni di lavoro

DATI TECNICI:

- Interfaccia utente: Digitale
- Sistema di agitazione: Motore senza spazzole
- Materiale da costruzione: struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche; piastra superiore in acciaio inox
- Velocità di agitazione: 40 giri/min - 1500 giri/min
- Precisione dell'impostazione della velocità: 10 giri

- Controllo di velocità: Digitale
- Compensazione della coppia: Tecnologia SpeedServo
- Timer: Sì, da 1 minuto a 99h59min
- Autoreverse: Sì, da 5s a 99min55s
- Operazione continua: sì
- Funzione di blocco: sì
- Modalità intermittente: sì
- Spegnimento automatico del display: Sì, dopo 10 sec
- Dimensioni (LXAXP): 253x71x269 mm
- Temperatura ambiente consentita: 5-40°C
- Ingresso alimentazione: 9W
- Il peso: 1,8 Kg

GARANZIA 24 MESI.