

AGITATORE MAGNETICO ILLUMINATO VELP MOD. AMI



Codice: F204A0167

Monoposto, studiato appositamente per le titolazioni, in modo particolare per quelle in cui occorrono condizioni di illuminazione ottimale per la buona visualizzazione del punto finale di viraggio. È particolarmente indicato per titolazioni che hanno deboli variazioni di colore durante il viraggio.

DATI TECNICI:

- Struttura: metallica con vernicitatura epossidica
- Potenza: 1.2 W
- Alimentazione: 100 - 240 V / 50-60 Hz
- Peso: 1,2 Kg
- Dimensioni (lxhxp): mm 150x55x270

PRESTAZIONI:

- Regolazione elettronica dei giri: fino a 1100 rpm
- Capacità di agitazione (H₂O): fino a 5 litri
- Controllo velocità: ottimo controllo della velocità anche a basso numero di giri
- Sistema di agitazione: magnete trascinate di elevata forza adeguato anche per lavoro in continuo.