

## AGITATORE MAGNETICO VELP MOD. MICROSTIRRER



### Codice: F203A0161

L'agitatore magnetico Microstirrer con struttura metallica con verniciatura epossidica garantisce un'elevata resistenza agli agenti chimici. Agitatore di dimensioni ridotte, semplice ed efficace, appositamente studiato per microtitolazioni. Anche dopo diversi giorni di impiego continuo, l'agitatore si mantiene freddo. Questa caratteristica lo rende particolarmente apprezzabile in chimica, microbiologia e biochimica.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Struttura: metallica con verniciatura epossidica
- Potenza: 0,6 W
- Alimentazione: 100-240 V / 50-60 Hz
- Peso: 0,55 Kg
- Dimensioni (LxHxP): 120x48x128 mm

#### PRESTAZIONI:

- Regolazione elettronica dei giri: fino a 1100 rpm
- Capacità di agitazione (H<sub>2</sub>O): fino a 5 litri
- Ottimo controllo della velocità anche a basso numero di giri.