

AGITATORE MAGNETICO VELP MOD. MST



Codice: F203A0440

ROBUSTO E PRECISO

- Struttura in tecnopolimero resistente agli agenti chimici
- Superficie bianca che favorisce il rilevamento delle variazioni di colore
- Regolazione della velocità fino a 1100 rpm
- Volume di agitazione fino a 5 litri
- Rimane freddo anche dopo ore di utilizzo continuo
- Ideale per applicazioni quali microtitolazione, BOD, microbiologia e biochimica
- Eccellente regolazione della velocità anche a bassi giri
- Progettato per resistere nel tempo e garantito per 3 anni

FORNITO DI una spina europea.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STRUTTURA: Tecnopolimero
- POTENZA: 0.6 W
- PESO: 0.4 Kg
- DIMENSIONI (LXHX): 120x50x145 mm
- REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI: Fino a 1100 rpm
- CAPACITÀ DI AGITAZIONE (H₂O): Fino a 5 litri
- CONTROLLO DELLA VELOCITÀ: Magnete tipo PCM

GARANZIA 24 MESI.