

AGITATORE MAGNETICO VELP MOD. MULTISTIRRER15



Codice: F203A0178

MULTISTIRRER 15 è un agitatore magnetico a 15 posti per becher con diametro massimo di 64 mm. I MULTISTIRRER rimangono freddi anche dopo diversi giorni di funzionamento, caratteristica molto apprezzata in microbiologia e biochimica. E' possibile termostare i campioni abbinandolo ad un bagno a ricircolo d'acqua.

DATI TECNICI

- Struttura: metallica con verniciatura epossidica
- 15 posizioni di agitazione
- Capacità di agitazione (H₂O): 15 becher a forma alta, 250 ml
- Distanza posizioni di agitazione: 74 mm
- Potenza: 9 W
- Peso: 2.1 Kg
- Dimensioni (LxHxP): 230x51.5x370 mm

PRESTAZIONI

- Regolazione elettronica dei giri: da 50 a 850 rpm
- Controllo velocità: ottimo controllo della velocità anche a basso numero di giri
- Sistema di agitazione: magnete trascinatore di elevata forza adeguato anche per lavoro in continuo.

BENEFICI

POSIZIONI DIVERSE, PRESTAZIONI NOTEVOLI

Con diverse posizioni, MULTISTIRRER è in grado di processare più campioni al tempo stesso, fino ad un massimo di 15.

E' possibile impostare una velocità comune fino a 850 rpm, mentre l'elettronica garantisce una buona regolazione della velocità anche a basso numero di giri.

Un'altra caratteristica molto apprezzata, soprattutto in microbiologia e biochimica, è il fatto che rimanga freddo anche dopo diversi giorni di funzionamento.