

AGITATORE RISCALDANTE AVANZATO VELP MOD. AREX-6 CON VTF



Codice: SA20500463

SICURO E FACILE DA UTILIZZARE

Il tasto centrale attiva il riscaldamento della piastra solo dopo una leggera pressione, evitando accensioni involontarie.

L'icona di sicurezza informa l'operatore che la piastra è calda prevenendo possibili scottature. Rimarrà illuminata fino a quando la temperatura sarà inferiore ai 50 °C.

Le manopole permettono una precisa regolazione di velocità e temperatura con una nuova ergonomia e maggiore sensibilità.

AREX-6 è un prodotto IP42 pensato per garantire anni di utilizzo e resistenza anche nelle situazioni più complesse. La struttura e i materiali, proteggono le parti interne dello strumento da possibili danneggiamenti.

La cover in silicone assicura ulteriore protezione dello strumento da possibili sversamenti o schizzi.

TERMOREGOLAZIONE DIGITALE CON VTF

Connettendo il termoregolatore digitale VTF, AREX-6 si trasforma in uno strumento di livello superiore, con timer integrato per programmare le attività.

PRESTAZIONI SENZA PRECEDENTI

Il motore brushless permette di agitare fino a 20 litri ad una velocità regolabile da 30 a 1700 rpm. Grazie al sistema SpeedServo™ la velocità viene mantenuta costante anche al variare della viscosità.

Il magnete Alnico garantisce un'agitazione omogenea, anche nelle zone periferiche della piastra e un potente accoppiamento magnetico tra motore e ancorotta.

La piastra in CerAITop™, composta in lega di alluminio rivestita da uno strato ceramico, garantisce un omogeneo e veloce trasferimento del calore su tutta la superficie. Inoltre, il sottile strato ceramico protegge la piastra da graffi e agenti chimici.

DATI TECNICI:

- INTERFACCIA: Analogica
- MOTORE: Brushless
- PIASTRA RISCALDANTE: Alluminio con speciale protezione
- DIAMETRO DELLA PIASTRA RISCALDANTE: 135 mm
- CAPACITÀ DI AGITAZIONE (H₂O): Up to 20L
- REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI: 30-1700 rpm
- CONTROLLO DELLA VELOCITÀ: Analogico
- SISTEMA DI CONTROREAZIONE: SpeedServo™
- REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA: Temperatura Ambiente - 370 °C
- CONTROLLO DELLA TEMPERATURA: Analogico

- RISOLUZIONE DELLA TEMPERATURA: Scalare
 - CONNESSIONE PER TERMOREGOLATORI DIGITALI: VTF
 - INDICAZIONE DELLA PIASTRA IN TEMPERATURA: Icona Illuminata
 - TASTO DI ATTIVAZIONE DEL RISCALDAMENTO: Sì
 - CLASSE DI PROTEZIONE: IP42
 - DIMENSIONI (LXHXP): 160x105x280 mm (6.5x4.1x11 in)
 - TEMPERATURA AMBIENTE AMMESSA: 5-40 °C
 - POTENZA: 630 W
 - PESO: 2,6 kg (5.7 lb)
- ARTICOLI INCLUSI NEL SISTEMA:
- F20500463 AREX-6 Agitatore Magnetico Riscaldante 230 V / 50-60Hz
 - A00001069 Asta di supporto
 - F208B0063 VTF Termoregolatore Digitale
- GARANZIA 24 MESI.