

ANCORETTA MAGNETICA A CROCE Ø 14,65 X 9,78 MM



Codice: 772.

Forma particolare per poter essere utilizzate anche in contenitori di piccole dimensioni.

Nervature simmetriche sia nella parte superiore che in quella inferiore.

Azione di agitazione particolarmente efficace anche a basse velocità, sia su fondi piatti che curvi.

Ottima agitazione al fondo, al centro ed alla sommità del contenitore.

Sopportano temperature fino a +260°C

Posseggono magneti interni in Alnico V che conferisce loro caratteristiche di elevata durata e potenza. Questi magneti sono incapsulati in involucri in PTFE di prima scelta.

IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE.