

## ARMADIO DI SICUREZZA CHEMISAFE® EASY FIRE MY11 60 TYPE 90



### Codice: CSF239MY11D

PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI LIQUIDI E SOLIDI INFIAMMABILI CON CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO 90 MINUTI.

CERTIFICATI SECONDO EN 14470-1

- Completamente realizzato in lamiera di acciaio elettrolitico galvanizzato dello spessore di 1 - 1,5 mm, piegato a freddo - Grigio RAL 7035
- Finitura esterna realizzata in resina epossidica resistente agli acidi e passaggio attraverso un tunnel termico a 200 °C
- Isolamento dell'armadio tramite pannelli di lana di roccia ad alta densità e pannelli di solfato di calcio
- Finitura interna con pannelli melaminici altamente resistenti ai vapori chimici e aggressivi
- Struttura che consente la sostituzione dei pezzi di ricambio, se necessario
- Chiusura automatica delle ante quando la temperatura ambiente supera i 50 °C
- Guarnizioni isolanti termoespandenti da 30 mm che, in caso di aumento di temperatura, garantiscono una perfetta tenuta dell'armadio secondo la norma EN14470-1
- Ingresso e uscita dell'aria con serrande tagliafuoco certificate che chiudono i condotti quando la temperatura supera i 70 °C secondo la norma 4102-6
- Predisposizione per la ventilazione attraverso una flangia Ø 100 mm per un collegamento esterno o un sistema di ventilazione a filtrazione (vedere il capitolo sulla ventilazione)
- Sistema di chiusura e blocco che consente di tenere le porte dell'armadio aperte e di chiuderle automaticamente in caso di temperatura ambiente superiore a 50 °C
- Cerniera antiscintilla che garantisce una perfetta solidità delle porte
- Armadio dotato di messa a terra, per prevenire cariche elettrostatiche.
- Piedini regolabili di livellamento
- Porta con serratura e chiave
- 3 ripiani in acciaio inox (serie EASY) regolabili in altezza, 1 vassoio di ritenzione con griglia
- Fissaggio ripiano con piolini in alluminio, escludendo tutti i rischi di scintilla
- Ripiani testati per la resistenza al fuoco
- ISO 3864: Segnaletica con pittogrammi
- Certificati con resistenza al fuoco 90 minuti, secondo la norma EN14470-1 BV (Bureau Veritas)
- Certificati secondo la norma EN16121 BV (Bureau Veritas)
- 3 ripiani a vassoio in acciaio INOX, regolabili in altezza con piolini INOX. Portata 60 Kg certificati. Dimensioni mm 493 x 420 x 39 - 7 litri circa
- Vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia di appoggio. Dimensioni: mm 493 x 445 x 100 - 20 litri circa

- Dimensioni esterne (lpxh): mm 595 x 600 x 1950
- Dimensioni interne (lpxh): mm 493 x 446 x 1540
- Capacità bottiglie da 1 litro per armadio: 80/100
- Peso kg 206

TEST LAPI n° 1583.0EN100/10

- MANIGLIA A DESTRA (disponibile modello con maniglia a sinistra cod. CSF239MY11S da citare in caso d'ordine).

NOTA - ELETTROASPIRATORE ANTISCINTILLA ( cod. DIAM125BP) E FILTRO ESCLUSO (cod. RSOL).  
TRASPORTO INCLUSO CON CAMION CON SPONDA IDRAULICA PER CONSEGNA PIANO STRADALE.  
(ESCLUSE ISOLE).