

ARMADIO DI SICUREZZA CHEMISAFE® EASY FIRE MY11 90 TYPE 90 (CSF240MY11D)



Codice: CSF240MY11

GRANDI ARMADI DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI CON CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO 90 MINUTI, MOD. EASY BIG FIRE MY11 90. CERTIFICATI SECONDO EN 14470-1, EN 14727.

MANIGLIA DX -CERNIERE SX.

Costruiti completamente in lamiera di acciaio con spessori 1 - 1,5 mm, pressopiegata a freddo, verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C.

Particolare coibentazione formata da pannelli di fibra ad alta densità di lana di roccia (esente da Fibroceramica) per alte temperature (800 °C) e pannelli di solfato di calcio.

Pannelli di finitura interna in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori anche aggressivi.

Certificazione secondo le norme EN 14470-1, EN 14727.

- Chiusura delle porte idraulica automatica con temperatura > 47 °C.
- Serratura con chiave e blocco delle porte.
- Piedini regolabili.
- Valvole di chiusura automatiche (70 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, certificate 90 minuti, poste sul cielo e sul fondo dell'armadio.
- Foro espulsione diam. 100 mm sul tetto dell'armadio.
- Cerniera antiscintilla.
- Guarnizione termodilatante di 3 cm (DIN 4102).
- 3 ripiani a vassoio in acciaio verniciato/INOX, regolabili in altezza con piolini INOX.
- Vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia di appoggio.
- Morsetto di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.
- Dimensioni esterne: mm 895 x 600 x 1950
- Dimensioni interne: mm 795 x 446 x 1540
- Capacità bottiglie da 1 litro per armadio: 128/160

Peso: kg 275

Ripiani:

- 3 ripiani a vassoio in acciaio INOX
- portata 80 Kg certificati
- Dimensioni (LxPxA): mm 794 x 420 x 39
- Capacità: 13 litri circa.

Vasca con griglia in acciaio verniciato:

- Dimensioni (LxPxA): mm 795 x 445 x 100
- Capacità: 33 litri circa.

*** NOTA *** SI PUO' AVERE ANCHE MANIGLIA SX - CERNIERE DX (DA INDICARE IN FASE D'ORDINE: CSF240MY11S).

NOTA - ELETTROASPIRATORE ANTISCINTILLA (cod. DIAM125BP) E FILTRO ESCLUSO (cod. RSOL).
TRASPORTO INCLUSO CON CAMION CON SPONDA IDRAULICA PER CONSEGNA PIANO STRADALE (ESCLUSE ISOLE).