

ARMADIO DI SICUREZZA CHEMISAFE® EASY FIRE MY23 60 BASIC TYPE 90 - 1 PORTA



Codice: CSF239BMY23D.Z

ARMADIO DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI CON CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO 90 MINUTI CERTIFICATO SECONDO EN 14470-1; EN16121.

ZOCCOLO PALETTIZZATO INCLUSO

MANIGLIA DX - CERNIERE SX

COSTRUZIONE:

- Completamente realizzato in lamiera di acciaio elettrolitico dello spessore di 1 - 1,5 mm, piegata a freddo - Grigio RAL 7035
- Finitura esterna realizzata in resina epossidica resistente agli acidi e passaggio attraverso un tunnel termico a 200 °C
- Isolamento dell'armadio tramite pannelli di lana di roccia ad alta densità e pannelli di solfato di calcio
- Finitura interna con pannelli melaminici altamente resistenti ai vapori chimici e aggressivi
- Struttura che consente la sostituzione dei pezzi di ricambio, se necessario
- Chiusura automatica delle ante quando la temperatura ambiente supera i 50 °C
- Guarnizioni isolanti termoespandenti da 30 mm che, in caso di aumento di temperatura, garantiscono una perfetta tenuta dell'armadio secondo la norma EN14470-1 (nuova versione 2023)
- Ingresso e uscita dell'aria con serrande tagliafuoco certificate che chiudono i condotti quando la temperatura supera i 70 °C secondo la norma DIN 4102-6
- Predisposizione per la ventilazione attraverso una flangia Ø 100 mm per un collegamento esterno o un sistema di ventilazione a filtrazione.
- Sistema di chiusura e blocco che consente di tenere le porte dell'armadio aperte e di chiuderle automaticamente in caso di temperatura ambiente superiore a 50 °C
- Cerniera antisintilla che garantisce una perfetta solidità delle porte
- Armadio dotato di messa a terra
- Piedini regolabili di livellamento
- Porta con serratura e chiave
- 3 ripiani a vassoio in acciaio verniciato (carico max 60 Kg distribuiti uniformemente).
- dimensione: 493x420x39h mm, regolabili in altezza con piolini in INOX su cremagliera d'acciaio verniciato.
- Vasca di ritenzione con griglia d'appoggio (capacità 20 litri).
- dimensione: 493x420x39h mm.
- Capacità di stoccaggio: 80/120 (Capacità approssimativa bottiglie da 1 litro per armadio).
- Fissaggio ripiano con piolini in alluminio, escludendo tutti i rischi di scintilla

- Ripiani testati per la resistenza al fuoco
- ISO 3864: Segnaletica con pittogrammi
- Certificati con resistenza al fuoco 90 minuti, secondo la norma EN14470-1 BV (nuova versione 2023 Bureau Veritas)
- Certificati secondo la norma EN16121 BV (Bureau Veritas)
- Zoccolo palettizzato alla base per facile movimentazione dell'armadio.

DIMENSIONI:

- Esterne (LXPXA): 595x600x2050h mm
- Interne (LXPXA): 496x446x1540h mm
- Peso: 210 Kg.

Aggiungere "Y" al codice per armadio giallo.

**NOTA - ELETTROASPIRATORE ANTISCINTILLA (cod. DIAM125BP) E FILTRO ESCLUSI (cod. RSOL).
TRASPORTO INCLUSO CON CAMION CON SPONDA IDRAULICA PER CONSEGNA PIANO STRADALE
(ESCLUSE ISOLE).**