

ARMADIO DI SICUREZZA CHEMISAFE® MOD. COMBISTORAGE 120 IAB



Codice: CSF232/3C

PER INFIAMMABILI+ACIDI+BASI FIRE 90.

INCLUSO: PS50MY11 (SISTEMA DI BLOCCO PORTA E CHIUSURA DELLA PORTA AUTOMATICA DX
T°C&rt;50°C.

ARMADIO DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI CON CLASSE DI
RESISTENZA AL FUOCO 90 MINUTI CERTIFICATO SECONDO EN 14470-1 TEST REPORT LAPI
n°1583.0EN0100/10 Cert.BV 547/001A

- Costruito completamente in lamiera di acciaio con spessori mm 1/1,5 pressopiegata a freddo verniciata con polveriepossidiche antiacido e successivo passaggio in galleria termica a 200°C. Particolare coibentazione formata da pannelli di fibra ad alta densità (esente da Fibroceramica) per alte temperature (800°C) e pannelli di solfa to di calcio
 - Pannelli di finitura interna in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori anche aggressivi.
- Certificazione secondo la nuova norma EN 14470-1.
- CHIUSURA delle porte idraulica AUTOMATICA AD OGNI APERTURA
 - SERRATURA CON CHIAVE E BLOCCO DELLE PORTE
 - PIEDINI REGOLABILI
 - Valvole di chiusura automatiche (70 °C) dei condot ti di ingresso ed uscita dell'aria, certificate 90 minuti, poste sul cielo e sul fondo dell' armadio.
 - FORO espulsione diam. 100 mm. sul tetto dell'armadio
 - CERNIERA antiscintilla
 - GUARNIZIONE termodilatante di 3 cm. (DIN 4102)

COMPARTO INFIAMMABILI

• 3 RIPIANI a vassoio IN ACCIAIO VERNICIATO (capacità 7 litri circa) portata 60 Kg. certificati. Dimensioni: mm. 495 x 420 x 39 h. Regolabili in altezza con piolini inox. Vasca di fondo in ACCIAIO VERNICIATO CON GRIGLIA APPOGGIO. Dimensioni: mm. 495 x 445 x 100 h. (capacità 20 litri circa)

COMPARTO ACIDI

• 2 RIPIANI a vassoio IN ACCIAIO VERNICIATO (capacità16 litri circa) 60 Kg. certificati. Dimensioni: mm. 536 x 420 x 39 h. Regolabili in altezza con piolini inox

COMPARTO BASI

- 3 RIPIANI a vassoio IN ACCIAIO INOX (capacità16 litri circa) 60 Kg. certificati. Dimensioni: mm. 495 x 536 x 39 h. Regolabili in altezza con piolini inox.
- MORSETTO di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.
- PESO 410 Kg.

- Dimensioni: mm. 1200 X 600 X 2055 h.

ACCESSORI: ASPIRATORE ANTISCINTILLA (DIAM125BP) E FILTRO A CARBONI PER FIRE (RSOL).
TRASPORTO INCLUSO CON CAMION CON SPONDA IDRAULICA PER CONSEGNA PIANO STRADALE
(ESCLUSE ISOLE).