

ARMADIO DI SICUREZZA CHEMISAFE® MOD. CS 120 BASIC PLUS



Codice: CS106P

ARMADIO PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI CHIMICI

CERTIFICATO SECONDO NORMA EN 61010-1 CEI 66-5 CERTIFICATO BVQI n° 180/002

Costruito completamente in lamiera di acciaio elettrozincata (Skin passat) FE P01 spessore 10/10 mm. pressopiegata a freddo e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima applicazione di fondo epossidico e con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo passaggio in galleria termica a 200° C. Costruzione di tipo "monolitico" con alla base piedini per la messa a livello dell'armadio. Porte tamburate e reversibili costruite come sopra complete di maniglie con chiusura di sicurezza e serratura. Apertura a 110 ° che permette l'estrazione del ripiano senza doverlo inclinare.

Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti pericolosi e tossici oltre ad indicare i limiti di portata e di prodotto da stoccare.

- 3 RIPIANI A VASCHETTA in acciaio c.s. con spessore 10/10 mm. per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori. Regolazione a cremagliera dell'altezza del ripiano. Dim. mm. 1030 x 550
- PREDISPOSIZIONE ASPIRAZIONE (da aggiungere cod. 2CP106)
- PREDISPOSIZIONE FILTRAZIONE (da aggiungere cod. RFCS120)
- Dimensioni esterne: mm 1140 x 600 x 1900 h
- Dimensioni interne: mm 1080 x 550 x 1800 h
- Peso: Kg. 125.

TRASPORTO INCLUSO CON CAMION CON SPONDA IDRAULICA PER CONSEGNA PIANO STRADALE (ESCLUSE ISOLE).