

ARMADIO DI SICUREZZA CHEMISAFE® MOD. CS 120 BASIC WOODLINE



Codice: CS-105W

Per lo stoccaggio di prodotti chimici acidi basi tossici.

Rispondenti alle normative: EN 61010-1 - CEI 66-5.

Costruito completamente in agglomerato idrofugo rivestito in laminato plastico HPL ignifugo F1 con bordi arrotondati. Costruzione di tipo "smontabile" con alla base piedini per la messa a livello dell'armadio. Porte reversibili costruite come sopra complete di maniglie con chiusura di sicurezza e serratura. Apertura a 110° che permette l'estrazione del ripiano senza doverlo inclinare. Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti pericolosi e tossici oltre ad indicare i limiti di portata e di prodotto da stoccare.

DATI TECNICI:

- 3-4 ripiani a vaschetta in materiale plastico per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori.
- Regolazione dell'altezza del ripiano.
- Predisposizione a sistema di aspirazione.
- Predisposizione a filtrazione.
- Dimensioni esterne cm. 114 x 60 x 160 h
- Dimensioni interne cm. 108 x 55 x 150 h
- Peso: Kg 85
- Certificato: EN 61010-1, BVQI n° 06/001 B, DPR 303/56, DPR 577/82.

TRASPORTO INCLUSO CON CAMION CON SPONDA IDRAULICA PER CONSEGNA PIANO STRADALE (ESCLUSE ISOLE).