

## ARMADIO DI SICUREZZA CHEMISAFE® MOD. CS 120



### Codice: CS-106

Per lo stoccaggio di prodotti chimici acidi basi tossici.  
FILTRO ED ASPIRATORE INCLUSI.

Costruiti completamente in lamiera di acciaio elettrozincata (Skin passat) FE P01 spessore 10/10 mm pressopiegata a freddo e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima applicazione di fondo epossidico e con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo passaggio in galleria termica a 200 °C.

Costruzioni di tipo "monolitico" con alla base piedini per la messa a livello degli armadi.

Porte tamburate e reversibili costruite come sopra complete di maniglie con chiusure di sicurezza e serrature.

Apertura a 110° che permette l'estrazione dei ripiani senza doverli inclinare. Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti pericolosi e tossici

oltre ad indicare i limiti di portata e di prodotto da stoccare.

#### DATI TECNICI:

- Dimensioni esterne (lpxa): mm 1140x600x1900
- Dimensioni interne (lpxa): mm 1080x550x1500
- Peso: 125 kg circa.
- 3 ripiani a vaschetta plastificati con spessore 10/10 mm per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori. Regolazione a cremagliera dell'altezza del ripiano.
- Dimensione ripiano (lpxa): mm 1030x550x30
- Portata ripiano: 80 kg.
- Elettroaspiratore marchio con cassa in tecnopolimero autoestinguento, antistatica resistente agli agenti corrosivi.
- Termoprotezione interna; grado di protezione IP 54 doppio isolamento.
- Fusibili di protezione: 5x20 1A rapidi f.
- Portata aspiratore: max. 275 mc/h.
- Alimentazione: 220/230 V - 50 Hz monofase.
- Assorbimento: 55 W.
- Filtro a carbone attivo adatto per sostanze acide ad elevata superficie filtrante con prefiltra.

Sostituzione facilitata da un sistema incernierato con apertura a chiave.

- Chiusura con serratura di sicurezza e chiave.

Certificato: EN 61010-1 - CEI 66-5.

TRASPORTO INCLUSO CON CAMION CON SPONDA IDRAULICA PER CONSEGNA PIANO STRADALE  
(ESCLUSE ISOLE).