

## ARMADIO DI SICUREZZA CHEMISAFE® MOD. CS 60 A+B +T BASIC PLUS. PORTE PIENE



### Codice: CS104P/3C

ARMADIO PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI CHIMICI ACIDI E BASI  
CONFORME ALLA NORMA EN 61010-1 CEI 66-5 EN14727  
CARATTERISTICHE TECNICHE

- Completamente realizzato in lamiera di acciaio elettrolitico dello spessore di 10/10 mm, piegata a freddo - Grigio RAL7035
- Finitura esterna realizzata in resina epossidica resistente agli acidi e passaggio attraverso un tunnel termico a 200 °C
- Costruzione in un unico pezzo con piedini regolabili per livellare l'armadio
- Porte semplici a battente o con doppio strato
- Serratura e chiave
- Apertura della porta con un angolo di 110° che consente di estrarre i ripiani senza inclinarli
- Dotato di 3 ripiani fissi in acciaio verniciato regolabili in altezza
- Possibilità di avere alcuni ripiani scorrevoli L 600 mm
- Possibilità di avere un vassoio di ritenzione sul fondo dell'armadio
- Collare di connessione Ø 125 mm
- Pittogrammi standardizzati secondo le norme ISO 3864
- Conformità alle norme EN 61010-1; EN 14727 e CEI 66-5
- 3 porte 3 scomparti sovrapposti
- Dimensioni esterne (LxPxA) mm 600x600x1950
- Dimensioni interne (LxPxA) mm 595x567x618+618+618
- Ripiani: 4 ripiani in acciaio verniciato + 2 ripiani in acciaio inox (carico max 60 Kg distribuiti uniformemente)
- Capacità di stoccaggio: 210 (Capacità approssimativa bottiglie da 1 litro per armadio)
- Peso: Kg. 115

TRASPORTO INCLUSO CON CAMION CON SPONDA IDRAULICA PER CONSEGNA PIANO STRADALE  
(ESCLUSE ISOLE).