

## ARMADIO DI SICUREZZA CHEMISAFE® MOD. CS 60 A+B WOODLINE



### Codice: CS-104W

Per lo stoccaggio di prodotti chimici acidi basi tossici.  
FILTRO ED ASPIRATORE INCLUSI.

- Costruiti completamente in agglomerato idrofugo rivestito in laminato plastico HPL ignifugo F1 con bordi arrotondati. Grigio RAL7035
- Costruzione di tipo "smontabile" con alla base zoccolo metallico con piedini per la messa a livello degli armadi.
- Parti metalliche (cerniere, fermagli, guide) verniciate contro la corrosione
- Apertura delle porte con un'angolazione superiore a 110°
- Serratura e chiave
- Due scomparti separati (su armadi a due porte)
- Armadi alti dotati di 2 ripiani fissi di ritenzione in PVC, la cui altezza può essere regolata
- Sistema di ammortizzazione delle ante e cassette
- Collare di connessione Ø 125 mm
- Pittogrammi standardizzati secondo le norme ISO 3864
- Conformità alle norme EN61010-1 EN16121 e CEI 66-5

### DATI TECNICI:

ARMADIO A DUE PORTE IN VERTICALE, 2 SCOMPARTI, MANIGLIA A SINISTRA.

- SCOMPARTO SUPERIORE: 2 ripiani in PVC massima larghezza per acidi;
  - Dimensioni scomparto (lxpxa): cm 55x53x3
  - SCOMPARTO INFERIORE: 2 ripiani in PVC massima larghezza per basi
  - Dimensioni scomparto (lxpxa): cm 55x53x3
  - Dimensioni esterne armadio (lxpxa): cm 60x60x190 (160+30)
  - Dimensioni interne armadio (lxpxa): cm 55x55x150
  - Peso: 86 kg circa
  - Capacità di stoccaggio 100 bottiglie (Capacità approssimativa bottiglie da 1 litro per armadio)
- TRASPORTO INCLUSO CON CAMION CON SPONDA IDRAULICA PER CONSEGNA PIANO STRADALE (ESCLUSE ISOLE).