

ARMADIO DI SICUREZZA CHEMISAFE® MOD. CS 60 A+B



Codice: CS-104

Per lo stoccaggio di prodotti chimici acidi basi tossici.
FILTRO ED ASPIRATORE INCLUSI.

- Costruito completamente in lamiera di acciaio elettrozincata (Skin passat) FE P01 spessore 10/10 mm. pressopiegata a freddo e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima applicazione di fondo epossidico e con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo passaggio in galleria termica a 200° C.
- Costruzioni di tipo «monolitico» con alla base piedini per la messa a livello degli armadi
- Porte tamburate e reversibili costruite con gli stessi materiali, complete di maniglie con chiusure di sicurezza e serrature.
- Elettroaspiratore marchio con cassa in tecnopolimero autoestinguente, antistatica resistente agli agenti corrosivi
- Fusibili di protezione: 5x20 mm, flusso rapido 1A
- Portata aspiratore: max 275 mc/h.
- Alimentazione: 220/230 V-50 Hz monofase
- Assorbimento: 55 W.
- Filtro carbone attivo montato in alto, adatto per sostanze acide, con prefiltra. Facile sostituzione del filtro dietro un pannello incernierato con serratura a chiave
- Maniglie con serratura e chiave
- Ripiani a vaschetta in acciaio con spessore 10/10 mm per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori. Regolabili in altezza
- Apertura a 110° che permette l'estrazione dei ripiani senza doverli inclinare.
- Segnali di sicurezza multilingue indicano la presenza di prodotti pericolosi e tossici per evidenziare i contenuti e i limiti di conservazione
- Pittogrammi standardizzati secondo le norme ISO 3864
- Chiusura con serratura di sicurezza e chiave
- Rispondenti alle normative EN61010-1; EN16121 e CEI 66-5

DATI TECNICI

ARMADIO A DUE PORTE IN VERTICALE, 2 SCOMPARTI, MANIGLIA A SINISTRA.

- SCOMPARTO SUPERIORE: 2 ripiani a larghezza massima in acciaio verniciato per acidi
- Dimensioni scomparto (lxpxa): cm 48,5X54,5X3
- SCOMPARTO INFERIORE: 2 ripiani a larghezza massima in acciaio inox per basi
- Dimensioni scomparto (lxpxa): cm 48,5X54,5X3

- Dimensioni esterne armadio (lpxa): cm 60x60x190 (160+30)
- Dimensioni interne armadio (lpxa): cm 55x55x150
- Peso: 85 kg circa
- Capacità di stoccaggio 100 bottiglie (Capacità approssimativa bottiglie da 1 litro per armadio)

GARANZIA: 36 MESI (escluse parti elettriche che hanno garanzia 12 mesi).

TRASPORTO INCLUSO CON CAMION CON SPONDA IDRAULICA PER CONSEGNA PIANO STRADALE (ESCLUSE ISOLE).