

ARMADIO DI SICUREZZA CHEMISAFE® MOD. CS 60A+B PVC IN PVC ESPANSO



Codice: CS104PVC

PORTE PIENE: ARMADIO 2 PORTE - 2 SCOMPARTI SOVRAPPOSTI.
ASPIRATORE E FILTRO INCLUSO.

Certificati secondo la norma EN 61010-1.

IN PVC ESPANSO ALTA DENSITA'; PER PRODOTTI MOLTO AGRESSIVI: é ideale per conservare prodotti chimici molto aggressivi.

DATI TECNICI

- Completamente realizzato con uno spessore di 18 mm in PVC HD
- Copertura aspiratore e zoccolo completamente realizzati in lamiera di acciaio spessore 1,0 mm, pressata a freddo, con rivestimento epossidico con polveri epossidiche resistenti agli acidi applicate elettrostaticamente ad una temperatura di 200°C, che garantisce uno spessore dello strato superiore a 90 micron su tutta la superficie dell'armadio
- Struttura monoscocca costruita su un basamento di 15/10 mm con piedini regolabili di livellamento
- Divisione in 2, 3 o 4 scomparti per conservare separatamente le diverse famiglie di prodotti chimici non infiammabili
- Ante semplici a battente incernierate
- Serratura a chiave
- Apertura dell'anta con un angolo di 110° che consente di estrarre i ripiani senza inclinarli
- Cerniera esterna in plastica resistente alla corrosione
- Compartimenti dotati di ripiani di contenimento realizzati in PVC regolabili in altezza
- Collare di connessione Ø 125 mm
- Soluzioni modulari
- Ripiani a vaschetta
- Pittogrammi standardizzati secondo le norme ISO 3864
- Rispondente alla norma EN 61010-1
- Dimensioni esterne (LxPxH): 600x600x1900 mm
- Dimensioni esterne (LxPxH): 562x562x1470 mm
- 2 ripiani in PVC (carico max 40 Kg distribuiti uniformemente)
- Capacità di stoccaggio: 100 (Capacità approssimativa bottiglie da 1 litro per armadio)
- Peso: 86 kg