

ARMADIO DI SICUREZZA CHEMISAFE® MOD. FIRE 60 BAC TYPE 90 DX



Codice: CSF239BACMY11D

Per lo stoccaggio di liquidi e solidi infiammabili.

Armadio alto cm 195 (incluso BLOCCAPORTE TERMICO). Una porta. MANIGLIA DX, CERNIERA SX.

NUOVI ARMADI DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI CON CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO 90 MINUTI.

CERTIFICATI SECONDO EN 14470-1.

- Completamente realizzato in lamiera di acciaio elettrolitico dello spessore di 1 - 1,5 mm, piegata a freddo - Grigio RAL 7035
- Finitura esterna realizzata in resina epossidica resistente agli acidi e passaggio attraverso un tunnel termico a 200 °C
- Isolamento dell'armadio tramite pannelli di lana di roccia ad alta densità e pannelli di solfato di calcio
- Finitura interna con pannelli melaminici altamente resistenti ai vapori chimici e aggressivi
- Struttura che consente la sostituzione dei pezzi di ricambio, se necessario
- Chiusura automatica delle ante quando la temperatura ambiente supera i 50 °C
- Guarnizioni isolanti termoespandenti da 30 mm che, in caso di aumento di temperatura, garantiscono una perfetta tenuta dell'armadio secondo la norma EN14470-1
- Ingresso e uscita dell'aria con serrande tagliafuoco certificate che chiudono i condotti quando la temperatura supera i 70 °C secondo la norma DIN 4102-6
- Predisposizione per la ventilazione attraverso una flangia Ø 100 mm per un collegamento esterno o un sistema di ventilazione a filtrazione (vedere il capitolo sulla ventilazione)
- Sistema di chiusura e blocco che consente di tenere le porte dell'armadio aperte e di chiuderle automaticamente in caso di temperatura ambiente superiore a 50 °C
- Cerniera antiscintilla che garantisce una perfetta solidità delle porte
- Armadio dotato di messa a terra
- Piedini regolabili di livellamento
- Porta con serratura e chiave
- 3 ripiani in acciaio verniciato (serie BASIC) o in acciaio inox (serie EASY) regolabili in altezza, 1 vassoio di ritenzione con griglia
- Fissaggio ripiano con piolini in alluminio, escludendo tutti i rischi di scintilla
- Ripiani testati per la resistenza al fuoco
- ISO 3864: Segnaletica con pittogrammi
- Certificati con resistenza al fuoco 90 minuti, secondo la norma EN14470-1 BV (Bureau Veritas)
- Certificati secondo la norma EN16121 BV (Bureau Veritas)

- 3 ripiani a vassoio in acciaio verniciato, 3 ripiani in acciaio verniciato
 - Vasca di ritenzione con griglia (capacità 20 litri)
 - Dimensioni esterne (LxPxA): mm 595 x 600 x 1950
 - Dimensioni interne (LxPxA): mm 496 x 446 x 1540
 - Peso: kg 209.
 - Capacità di stoccaggio: 80/100 L (bottiglie da 1L)
- Aggiungere "Y" al codice per armadio giallo - da specificare in caso d'ordine).
- TRASPORTO INCLUSO CON CAMION CON SPONDA IDRAULICA PER CONSEGNA PIANO STRADALE.