

ARMADIO PORTATILE CHEMISAFE® MOD. SAFETYFIRECASE®



Codice: CSF-500

CERTIFICATO PER LO STOCCAGGIO FINO A 4 BOTTIGLIE DA LITRO DI INFIAMMABILI SECONDO LA NUOVA NORMA UNI EN 14470-1 CON RISULTATI DI RESISTENZA AL FUOCO 30 MINUTI

Caratteristiche tecniche:

- Struttura monolitica in lamiera elettrozincata.
- Finitura in resine epossidiche con passaggio in forno a 200°C con spessore superiore a 90 microns.
- Cartelli in accordo alle norme ISO 3864.
- Manuale di istruzione in accordo DIN V 8418.

Caratteristiche di sicurezza:

- Costruzione a "Sandwich" con pannelli ad elevato isolamento termico con resistenza la fuoco TYPE 30 testati e certificati in accordo alla norma UNI EN 14470-1.
- Chiusura della porta automatico con temperatura superiore a 50°C.
- Sistema di chiusura automatica dei condotti di ventilazione, testati con l'armadio.
- Tale sistema non necessita di manutenzione.
- Guarnizioni termoespandenti garantiscono la tenuta in caso di incendio (30 mm di larghezza, applicate tra i gap di chiusura).
- Cerniera antiscintilla a tutta lunghezza che non necessita di registrazione e garantisce l'ermeticità nel tempo.
- Dimensioni esterne: mm 340x340x400 h
- Dimensioni interne: mm 200x200x265 h
- Volume: 11 (4 bottiglie da litro)
- Peso: kg 18

TRASPORTO INCLUSO CON CAMION CON SPONDA IDRAULICA PER CONSEGNA PIANO STRADALE.