

## ASSORBIMENTO ATOMICO ANALYTIK JENA ZEENIT 650 P



**Codice: ZEENIT650P**

Zeenit 650P è la nuova macchina di AJ che permette di risolvere tutte le problematiche applicative con una macchina semplice, compatta e tecnologicamente avanzata. Offre un sistema di atomizzazione in fornello di grafite che permette però di poter utilizzare anche tutti gli accessori quali kit per generazione di idruri.

Le otto lampade presenti nel sistema sono allineate e riconosciute dal sistema senza intervento dell'operatore. Il fornello dotato di riscaldamento trasversale garantisce un riscaldamento omogeneo con notevole longevità del tubo e con la telecamera integrata le fasi di asciugatura e iniezione sono assistite completamente.

L'effetto Zeeman di terza generazione permette di effettuare analisi sia su concentrazioni estremamente basse sia su concentrazioni più elevate utilizzando un'unica curva di calibrazione, risolvendo anche i problemi relativi alla scarsa linearità dell'analisi in fornello. Con la serie AJ per la prima volta è possibile effettuare analisi dei solidi diretta in fornello.