

BAGNO AD ULTRASUONI DIGITALE ARGOLAB MOD. DU-06



Codice: 41300323

CARATTERISTICHE:

- Campo di lavoro : +5°C Ta ... +60 °C
- Display LCD retroilluminato
- Frequenza ultrasuoni 40/28 KHz.
- Timer da 1 a 99 minuti.
- Funzioni Sweep, Pulse e Degas

ALTRE CARATTERISTICHE

- Bagno ad ultrasuoni digitale Argolab con tecnologia Sweep integrata e provvisto di funzioni Pulse e Degas.
- Display luminosi digitali con indicazione della temperatura attuale e di quella impostata, timer, livello di potenza degli ultrasuoni e frequenza di esercizio.
- Controllo separato degli ultrasuoni, del riscaldamento e delle funzioni Pulse e Degas.
- Regolazione della temperatura fino a 60°C
- Timer impostabile da 1 a 99 minuti.

FORNITI DI SERIE:

- Cestello e coperchio in acciaio inox.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Volume: 0,6 L
- Potenza riscaldante NON RISCALDANTE
- Potenza ultrasuoni (W): 50
- Dimensioni vasca LxPxA (mm): 150 X 85 X 65
- Peso (kg): 1,35

GARANZIA 24 MESI.