

BAGNO AD ULTRASUONI DIGITALE ARGOLAB MOD. DU-45



Codice: 41300343

CARATTERISTICHE:

- Campo di lavoro : +5°C Ta ... +80 °C
- Display a LED retroilluminato
- Frequenza ultrasuoni 40 KHz.
- Timer da 1 a 99 minuti.

ALTRE CARATTERISTICHE

- Bagno ad ultrasuoni digitale Argolab.
- Display luminosi digitali con indicazione della temperatura attuale e di quella impostata.
- Controllo separato della potenza degli ultrasuoni e del tempo.
- Regolazione della temperatura fino a 80°C
- Timer impostabile da 1 a 99 minuti.

FORNITI DI SERIE: cestello e coperchio in acciaio inox. Detergente concentrato di pulizia universale 30 ml incluso.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Volume: 4,5 L
- Potenza riscaldante (W): 200
- Potenza ultrasuoni (W): 180
- Dimensioni vasca LxPxA (mm): 300 x 150 x100
- Peso (kg): 4,40