

## BAGNO AD ULTRASUONI SERIE LBS 1 DA LT 10



**Codice: 616.1010.08**

L'uso degli ultrasuoni LABSONIC FALC permette una perfetta pulizia degli oggetti in un tempo minimo, ottenendo in pochi secondi l'eliminazione delle impurità più resistenti.

Quando l'energia ultrasonica di intensità elevata viene trasmessa in un liquido, all'interno di questo gli ultrasuoni danno origine alla formazione di innumerevoli piccole bolle sottovuoto che implodono immediatamente. Grazie a questo effetto vibratorio, chiamato cavitazione, si può eliminare dagli oggetti immersi ogni tipo di impurità.

- Massima semplicità d'uso
- Massima potenza
- Timer digitale
- Griglia di appoggio

### DATI TECNICI

- Capacità vasca: lt 10
- Frequenza: KHz 50
- Potenza picco HF/W 280
- Potenza assorbita: W 200
- Regolazione potenza: No
- Riscaldamento °C: No
- Timer: 1 - 99 + inf.
- Scarico con rubinetto: Sì
- Dimensioni vasca interne (lxpxh): mm 300x240x150
- Dimensioni vasca esterne (lxpxh): mm 360x270x310
- Peso Kg 5,2
- Alimentazione V/HZ 230/50-60
- Classe di protezione IP 24
- Classe di sicurezza 1.

ACCESSORI: detergente (616.1043.45), coperchio in acciaio (616.1025.08), cestello in acciaio (616.1027.08).

GARANZIA 12 MESI.