

BAGNO PER ESTRATTORE A VASCHE INDIPENDENTI MOD. M402-VI



Codice: 02.3004

A vasche indipendenti.

DATI TECNICI

- Bagnomaria ideale per tutte le applicazioni di estrazione tipo Soxhlet.
- Vasche indipendenti per prove dove ogni vasca richiede una temperatura diversa.
- Struttura esterna in acciaio inox.
- Isolamento termico a doppia parete.
- Vasca in acciaio AISI 304 con angoli arrotondati per agevolarne la pulizia, coperchio ad anelli e aste di sostegno.
- Controllo della temperatura con termoregolatore.
- Campo di lavoro da +5°C sopra ambiente a + 120°C.
- Dispositivo per il mantenimento costante del livello dell'acqua nelle vasche.
- Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso.
- Alimentazione 230V-50Hz.
- Classe 1, DIN 12880 (VU).
- Classe 0, DIN 12880 (VI).
- Dimensioni interne: profondità mm 150, Ø mm 105, altezza mm 100
- Dimensioni esterne (lpxh): mm 450x275x235; altezza totale mm 985
- Posti: 2
- Potenza: 600W
- Alimentazione: 230V
- Peso: 2 kg.

IMBALLO: € 25,00 +IVA.