

## BAGNO PER ISTOLOGIA FALC



**Codice: 610.1030.00**

Adatto per i tessuti inclusi in paraffina provenienti dai microtomi.  
Vasca interna in alluminio anodizzata in nero per facilitare la visibilità del materiale contenuto, custodia esterna in acciaio verniciata con polvere epossidica antiacida, nell'intercapedine tra la vasca e l'esterno viene messa della fibra di vetro per contenere al massimo la dispersione del calore mantenendo uniforme la temperatura, la quale è regolata e controllata da un termostato con sonda ad espansione del liquido.

- Alimentazione: V/Hz 230/50-60
- Capacità: lt 1.5
- Classe di protezione: IP 54
- Classe di sicurezza: 0
- Dimensioni esterne: mm 330x95
- Dimensioni interne: mm 200x60
- Peso: Kg 1.6
- Potenza riscaldante: W 250
- Precisione: 1.5
- Temperatura : da +30 a +90.