

BAGNO TERMOSTATICO DIGITALE FALC MOD. WB-OD 5 DA LT 5



Codice: 614.1032.05

Bagno ad olio per usi generici fino a 200°C.

Questi bagni digitali FALC di forma rettangolare, permettono di riscaldare recipienti di diverse forme e misure contemporaneamente.

La struttura esterna è in ABS atermico.

Le vasche sono realizzate in lamiera d'acciaio inox 18/8 stampate in un unico pezzo.

L'isolamento termico è garantito da uno strato di fibra di vetro e lana di roccia.

La regolazione e il controllo della temperatura avviene attraverso un termoregolatore digitale ad azione PID con sonda PT100.

Lo strumento è provvisto di uno termostato di sicurezza a ripristino manuale con spia di allarme a luce rossa.

DATI TECNICI

- Capacità vasca lt 5
- Campo temperatura °C: +5 amb. to +200
- Precisione in vasca °C: ± 1
- Potenza res.riscaldante: W 700
- Dimensioni interne (lpxh) mm 100X250X150
- Dimensioni esterne (lpxh) mm 280x360x240
- Peso Kg 5,2
- Alimentazione V/Hz 230/50-60
- Classe di sicurezza : 1
- Classe di protezione IP 42.
- Scarico + livello: Si.

ACCESSORI: Coperchio (cod. 610.1007.35), portaprovette 12 fori (cod. 212.1250.02), portaprovette 20 fori (cod. 212.1250.03).

GARANZIA 12 MESI.