

## BAGNOMARIA ARGOLAB MOD. WB 12 SENZA POMPA. VASCA DA 12 LITRI



**Codice: 41101602**

- Campo di lavoro: +5°C Ta ... +100 °C
- Capacità della vasca 12 litri.
- Display a LED retroilluminato
- Classe di sicurezza 2 (DIN 12880)
- Allarmi visivi ed acustici tacitabili dall'operatore.
- Timer digitale con range di programmazione 1 min - 99 h e 59 min. e funzionamento in continuo.
- Funzione "partenza ritardata" del ciclo di riscaldamento.
- Funzione "temperatura sicura": limitazione temperatura di lavoro per la protezione dei campioni.
- Vasca interna e piatto di fondo forato (removibile) in acciaio inox di alta qualità.
- I modelli WB 22 Pump e WB 40 Pump montano una pompa di ricircolo per una perfetta uniformità della temperatura
- Alimentazione: 220 ± 10%V - 50/ 60 Hz.

FORNITI DI SERIE: Coperchio in acciaio inox con foro da 5 mm per il passaggio di un sensore esterno, piatto di fondo forato e kit tubi di svuotamento della vasca. (solo WB 22 e WB 40).

- Stabilità a 37°C: ± 0,1
- Dimensioni vasca (LxAxP (mm)): 300 x 240 x 200

IMBALLO E TRASPORTO COMPRESO.